

## Hardwarespezifikation

Die Hardwarespezifikationen gelten als Orientierung und sollten ggf. mit uns abgesprochen werden. Der DICOM-Viewer nutzt die Microsoft Direct-X Technologie, ist aber auch zu älteren Grafiksyste-  
men kompatibel.

Server (1-5 Arbeitsplätze, 1-2 Modalitäten)

|                   | Mindestausstattung      | Empfohlene Ausstattung    |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| Prozessor         | Intel Celeron (2,8 GHz) | Intel Pentium 4 (3,0 GHz) |
| Hauptspeicher     | 512 MB                  | 2048 MB                   |
| Laufwerke         | CD/DVD-ROM              | CD/DVD-ROM                |
| Netzwerkanschluss | 10 MBit                 | 10/100 MBit               |
| Betriebssystem    | Microsoft Windows 2000  | Microsoft Windows XP/2003 |

Server (5-15 Arbeitsplätze, 3-5 Modalitäten)

|                   | Mindestausstattung         | Empfohlene Ausstattung        |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Prozessor         | Intel Pentium 4 (3,0 GHz)  | Intel Pentium 4 (3,0 GHz)     |
| Hauptspeicher     | 1024 MB                    | 2048 MB                       |
| Laufwerke         | CD/DVD-ROM                 | CD/DVD-ROM                    |
| Netzwerkanschluss | 10/100 MBit                | 10/100 MBit                   |
| Betriebssystem    | Microsoft Windows XP Prof. | Microsoft Windows 2003 Server |

### Optionale Komponenten:

- Datensicherungseinheit (Band oder Wechsellplatte)
- USV um Hardwareausfälle zu vermeiden
- Fernwartungseinrichtung per RAS-Einwahl (ISDN) oder VPN-Internet-Verbindung (per RDP, VNC, o.ä.)

Arbeitsplatz

|                   | Mindestausstattung        | Empfohlene Ausstattung    |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Prozessor         | Intel Pentium 2           | Intel Pentium 4 (3,0 GHz) |
| Hauptspeicher     | 256 MB                    | 1048 MB                   |
| Laufwerke         | CD-ROM                    | CD/DVD-ROM                |
| Netzwerkanschluss | 10 MBit                   | 100 MBit                  |
| Monitor           | 15" TFT/17" Röhrenmonitor | 1*19" TFT                 |
| Betriebssystem    | Microsoft Windows 2000    | Microsoft Windows XP      |

Stand: 6/2008