

Hardwarespezifikation

Die Hardwarespezifikationen gelten als Orientierung und sollten ggf. in der Projektierung weiter detailliert werden. Der DICOM-Viewer nutzt die Microsoft Direct-X Technologie, ist aber auch zu älteren Grafiksубsystemen kompatibel.

Server (1-5 Arbeitsplätze, 1-2 Modalitäten)

	Mindestausstattung	Empfohlene Ausstattung
Prozessor	Intel Pentium 4 (2,8 GHz)	Intel CoreDuo
Hauptspeicher	512 MB	2048 MB
Laufwerke	CD/DVD-ROM	CD/DVD-ROM
Netzwerkanschluss	10 MBit	10/100 MBit
Betriebssystem	Microsoft Windows 2000™	Microsoft Windows XP™/2003™/Vista™/7™

Server (5-15 Arbeitsplätze, 3-5 Modalitäten)

	Mindestausstattung	Empfohlene Ausstattung
Prozessor	Intel CoreDuo	Intel CoreDuo
Hauptspeicher	1024 MB	2048 MB
Laufwerke	CD/DVD-ROM	CD/DVD-ROM
Netzwerkanschluss	10/100 MBit	10/100 MBit
Betriebssystem	Microsoft Windows XP™	Microsoft Windows 2003™

Optionale Komponenten:

- Datensicherungseinheit (Band oder Wechsellplatte)
- USV um Hardwareausfälle zu vermeiden
- Fernwartungseinrichtung per RAS-Einwahl (ISDN) oder VPN-Internet-Verbindung (per RDP, VNC, o.ä.)

Arbeitsplatz

	Mindestausstattung	Empfohlene Ausstattung
Prozessor	Intel Pentium 2	Intel Pentium 4 (3,0 GHz)
Hauptspeicher	256 MB	1048 MB
Laufwerke	CD-ROM	CD/DVD-ROM
Netzwerkanschluss	10 MBit	100 MBit
Monitor	15" TFT/17" Röhrenmonitor	1*19" TFT
Betriebssystem	Microsoft Windows 2000	Microsoft Windows XP™/Vista™/7™

Stand: 8/2010